



ergo vac compact

Complément au mode d'emploi
ergo vac compact

Art No. 360901

Page 33

8.1 Erreurs possibles

Erreurs électroniques

Fiche d'information client

i

Veillez lire le complément suivant du mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.

Dans le mode de protection de la batterie, l'installation peut être bloquée dans le pire des cas. Cela se traduit par le fait qu'après le déclenchement du mode de protection de la batterie, l'installation ne peut pas être remise en état actif même après la charge correspondante avec l'alimentation.

Cet état peut être réinitialisé en procédant comme suit:

1. Connectez l'installation à l'alimentation d'origine et assurez-vous que l'installation a été chargée pendant 30 minutes.
2. Vérifiez l'état de l'installation. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Batterie mode de protection déclenché-> gauche LED clignote. L'installation ne peut pas démarrer malgré la connexion au réseau



3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt 3 x successivement.



4. Vérifiez les fonctions du système d'aspiration.

i

Si l'installation ne peut toujours pas démarrer après la réinitialisation, il y a probablement une défaillance de l'installation d'aspiration nécessitant une réparation. Dans ce cas, mettez l'installation hors service et envoyez-la au service de réparation mbnet pour vérification.

ergo vac compact porte le marquage qui atteste que les exigences essentielles de sécurité et de performance applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR) sont respectées. Les exigences concernent les patients, les utilisateurs et les tiers qui entrent en contact avec cet appareil dans le cadre de son utilisation prévue.

Version : 10/2022

mbnet Engineering GmbH
Kirschauer Strasse 37a
OT Callenberg
D-02681 Schirgiswalde-Kirschau

Telefon +49 (0)3592 34 83 0

E-Mail info@mbnet.de

Internet www.mbnet.de